

# 리겐에스 락토겐 사용 방법



## 사용 방법 1

물 1L에 리겐에스 락토겐 15~30ml를 희석해서 사용하거나 주입기에 원액 2~3ml를 넣어 사용합니다.

## 사용 방법 2

증세가 심각한 경우에는 1주일에 2~4회, 경미한 경우에는 1주일에 1~2회 사용을 권장합니다.

# 락토겐 스프레이 사용 방법




## 사용 방법 1

미스트를 Y존에 직접 분사해주세요.



## 사용 방법 2

티슈를 이용해 잔여물을 닦아냅니다.



## 사용 방법 3

티슈에 뿌려 부드럽게 닦아냅니다.



## 사용 방법 4

패드에 미스트를 살짝 뿌려줍니다.

SINCE 2008

리겐에스 락토겐은 안전하고 효과적인 Y존 케어를 위해 지속적으로 업그레이드하고 있습니다.

전문가들도 사용하며 믿고 사용할 수 있는 여성 세정제!

리겐에스 락토겐 & 락토겐 스프레이로 자극 없이 효과적으로 Y존 케어하세요!!

REGENESS



저자극 여성 세정제  
REGENESS LACTOGEN  
REGENESS LACTOGEN SPRAY

# 리겐에스 락토겐

&

# 리겐에스 락토겐 스프레이



REGENESS

언제 어디서든 건강한 Y존 케어!

병원 전용 여성 세정제

# 리겐에스 락토겐 \_ 250ml



Portable 여성 세정제

# 리겐에스 락토겐 스프레이 \_ 80ml

언제 어디서든 뿌리기만 하면 OK!!



## ✓ 청결하고 건강하게

락틱애씨드 (젖산)/락토바실러스가 질 내 산도(pH)를 약산성으로 유지하여 청결하고 건강한 상태가 되도록 합니다.

## ✓ 효과적인 Y존 케어

락틱애씨드 (젖산)/글라이코겐 함유로 질 내 산도(pH)를 약산성으로 유지하여 청결하고 건강한 상태가 되도록 합니다.

## ✓ 세포 재생 & 촉촉함

PDRN(DNA-Na)이 함유되어 염증과 가려움 방지에 도움을 주며 영지버섯추출물이 피부 재생과 보습을 촉진하여 보다 촉촉한 케어가 가능합니다.

## ✓ 안전한 Y존 케어

"알란토인" & "토코페롤"이 피부 진정 & 완화에 도움을 주며 자극 없이 안전하게 사용 가능

## ✓ 간편 & 안전

원터치 용기로 간편하게 사용 가능하며, 의료기기 질 주입기로 좀 더 세밀한 Y존 케어가 가능합니다.

[질 주입기 : 제허12-359호]

## ✓ 촉촉한 Y존 케어

보습과 재생에 탁월한 영지버섯추출물 함유

## ✓ 미스트 타입의 간편한 Y존 케어

역방향 360도 분사 미스트 펌프

[특허 제 10-2302726호]

가려움

안전함

상쾌함

촉촉함

효과적인

생리 전·후

여행 중

팬티·패드

운동 전·후